

### OPED bewegt

Wir von der Firma OPED sind Experten der Medizintechnik. Unsere orthopädischen Rehabilitationsprodukte sind eigene Erfindungen und werden in Deutschland gefertigt. Mit umfassenden und kostenlosen Nachbehandlungskonzepten begleiten wir den Patienten von Beginn der ärztlichen Betreuung bis zur vollständigen Genesung. Unser Ziel: Ein beweglicher Patient. [www.oped.de](http://www.oped.de)

### OPED gets you moving

We at OPED are experts in medical technology. We develop all our orthopedic rehabilitation products in-house and manufacture them in Germany. With free comprehensive follow-up treatment concepts, we accompany the patient from the beginning of medical care until full recovery. Our goal: A mobile patient. [www.oped.de](http://www.oped.de)

### En plein mouvement grâce à OPED

Chez OPED, nous sommes des experts de la technique médicale. Nous avons conçu nous-mêmes nos produits de rééducation orthopédique, qui sont fabriqués en Allemagne. Dans le cadre d'un système complet et gratuit de traitement médical, nous accompagnons les patients depuis le début de leur prise en charge médicale jusqu'à leur rétablissement complet. Notre objectif: un patient parfaitement mobile. [www.oped.de](http://www.oped.de)

### OPED mobilita

Noi della ditta OPED siamo esperti in apparecchiature medicali. I nostri prodotti di riabilitazione ortopedica sono frutto della nostra inventiva e sono fabbricati in Germania. Il nostro concetto è di seguire integralmente e gratuitamente il paziente dall'inizio delle cure mediche alla completa guarigione. Il nostro obiettivo: la mobilità del paziente. [www.oped.de](http://www.oped.de)

Ein Produkt aus dem OPED **HAND**concept.



Weitere Infos:



WM-TESH-01-2 | 09/2012 | attraction | Scherer GmbH

### OPED GmbH

Medizinpark 1  
83626 Valley/Oberlaindern  
Germany  
Fon +49(0) 8024/60 81 82-10  
Fax +49(0) 8024/60 81 82-99  
mail@oped.de  
www.oped.de

### OPED AG

Hinterbergstrasse 26  
6330 Cham  
Switzerland  
Fon +41(0)41/748 53 35  
Fax +41(0)41/748 53 40  
contact@oped.ch  
www.oped.ch

### OPED UK Ltd

Unit 2 Glenmore Business Centre  
Waller Road  
Hopton Industrial Estate  
Devizes  
SN10 2EQ  
United Kingdom  
Phone +44(0)1380 722177  
Fax +44(0)1380 721960  
enquiries@oped.biz  
www.opeduk.co.uk

### OPED Australia Pty Ltd

4/42 Greenacre Rd  
Wollongong NSW 2500  
Australia  
Phone +61(0)2 4226 5880  
Fax +61(0)2 4226 5881  
contact@oped-australia.com.au  
www.oped.com.au

### OPED USA

203 Crescent Street  
Suite 205  
Waltham MA 02453  
USA  
Fon +1 877 673 3426  
Fax +1 508 879 0769  
hello@opedusa.com  
www.opedusa.com

# SUPRO<sup>by OPED</sup> hand

## Bedienungs- anleitung


## Manual

## Manuel

## Manuale



## Bestandteile Components Pièces constitutives Componenti



**D** Handglenksbandage zur beidseitigen Anwendung. Mit handrückseitiger (dorsaler) und handinnenseitiger (volarer) Verstärkung.

**Die Auslieferung erfolgt zur Anwendung an der rechten Hand!**

**E** Wrist bandage for use on both sides. Reinforced both on the back of the hand (dorsal) and at the palm (volar).



**Delivery is made for application on the right hand!**

**F** Bandage pour poignets applicable des deux côtés, avec renforcement sur le dos de la main (dorsal) et sur l'intérieur de la main (palmaire).

**Le produit livré est destiné à une application à la main droite !**

**I** Tutore mano-polso bilaterale. Rinforzo integrato sul dorso e sul palmo della mano.

**Il tutore è impostato per l'uso sulla mano destra!**



## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

**Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione**

### **D** Links/rechts

- Der Aufdruck L (linke Hand) und R (rechte Hand), gibt Ihnen die Position für die Anlage von SUPROhand vor.
- Bei der Anlage für die rechte Hand (Markierung R) zeigt die Hand mit dem Daumen nach links.
- Bei der Anlage für die linke Hand (Markierung L) zeigt die Hand mit dem Daumen nach rechts.

### **E** Left/right

- The printed L (left hand) and R (right hand) indicates the application position of SUPROhand.
- For application to the right hand (marked R), the thumb of the hand points towards the left.
- For application to the left hand (marked L), the thumb of the hand points towards the right.

### **F** Gauche/droite

- L'impression L (main gauche) et R (main droite), vous indique la position de la pose de SUPROhand.
- Lorsque vous posez le bandage pour la main droite (marquage R), la main dirige son pouce vers la gauche.
- Lorsque vous posez le bandage pour la main gauche (marquage L), la main dirige son pouce vers la droite.

### **I** Sinistra/destra

- Le stampigliature L (mano sinistra) e R (mano destra) indicano il verso del tutore in base alla mano cui deve essere applicato.
- Per applicarlo alla mano destra (R), il pollice deve trovarsi sul lato sinistro.
- Per applicarlo alla mano sinistra (L), il pollice deve trovarsi sul lato destro.

## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

### **D** Drehung der Verstärkungsschiene für Änderung der Verwendung von rechts auf links

- Durch Drehen der Handgelenksbandage um 180 Grad kann die SUPROhand auch für die linke Hand verwendet werden. Hierfür muss die **handinnenseitige** Verstärkungsschiene entsprechend gedreht werden.
- Ziehen Sie die Verstärkungsschiene aus dem eingearbeiteten Schlitz und drehen Sie sie.
- Hinweis: die kurze gebogene Seite zeigt bei richtigem Sitz in Richtung Fingerspitzen.
- Führen Sie die Schiene entsprechend in den auf der Bandageninnenseite eingearbeiteten Schlitz ein. Achten Sie darauf, dass die Schiene danach von beiden Seiten mit Stoff umschlossen ist.
- Die auf der Handrückseite befindliche Verstärkungsschiene muss beim Anlegen der Bandage nicht gewechselt werden.

### **E** Turning the reinforcing splint to adapt it from application on the right to application on the left hand

- SUPROhand can be used for the left or right hand simply by turning the demi-gauntlet bandage around by 180 degrees. Depending on the given application side, the supplied reinforcing splint for the inner hand side must be inserted accordingly.
- Pull the reinforcing splint out of the slot integrated in the bandage and turn the splint.
- Note: The short, curved side points towards the finger tips when inserted correctly.
- When inserting the reinforcing splint ensure that the short curved side always points towards the finger tips.
- Guide the splint into the slot integrated in the inner side of the bandage accordingly. Afterwards, ensure that the splint is enclosed by fabric at both ends.


## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

- The reinforcing splint for the back of the hand is already integrated. Its position does not have to be changed when the bandage is applied.

### **F** Rotation de l'attelle de renforcement pour un changement d'utilisation du côté droit au côté gauche

- SUPROhand pourra être utilisé pour la main gauche et la main droite en tournant le bandage de poignet de 180 degrés. Selon le côté de pose, l'attelle de renforcement pour la paume ci-jointe devra être introduite en conséquence.
- Retirez l'attelle de renforcement de sa fente et retournez-la.
- Conseil: le côté coudé court se dirige toujours dans la direction des bouts de doigts.
- Introduisez l'attelle en conséquence dans la fente qui se trouve sur la face intérieure du bandage. Veillez à ce qu'elle soit toujours enveloppée des deux côtés.
- L'attelle de renforcement qui se trouve sur le dos de la main est déjà intégrée. Il n'est pas nécessaire de changer sa position lors de la pose du bandage.




## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

### I Per applicarlo alla mano sinistra cambiare il verso della stecca di rinforzo.

- Ruotare il tutore di 180° per adattarlo a seconda della mano, avendo cura di cambiare anche il verso della stecca di rinforzo integrata posizionata sul lato interno (palmo della mano).
- Estrarre la stecca di rinforzo dalla sua sede e voltarla.
- Nota: la stecca è posizionata correttamente, se il lato corto arcuato è rivolto verso la punta delle dita.
- Inserire la stecca nel giusto verso nell'apposita guida che si trova sul lato interno del tutore facendo attenzione a che le estremità non fuoriescano.
- La stecca di rinforzo dorsale è già inserita. Durante l'applicazione del tutore la sua posizione non deve essere modificata.




## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

### D Anlegen der SUPROhand

- Schlüpfen Sie mit der Hand in die SUPROhand Handgelenkbandage (Daumenposition siehe Foto).
- Legen Sie das mit dehnbaren Bändern verbundene Klettband mit dem gewünschten Zug über den Unterarm zum Körper hin um das Handgelenk an, verkleben es zunächst am Hakenband auf der Unterarmseite, bevor Sie umschließend verkleben.
- Bei Bedarf können Sie das Klettband nochmals vom Hakenband lösen, nachjustieren und verkleben.
- SUPROhand hat die richtige Passform, wenn sich die in Neutralstellung (ausgestreckte Hand) vorgeformte volare Verstärkungsschiene an den Unterarm, und insbesondere im Übergang von Handgelenk zur Mittelhand, formschlüssig anlegen lässt.
- Gegebenenfalls kann die handinnenseitige Verstärkungsschiene individuell an die anatomische Form von Hand und Unterarm bzw. gemäß den Vorgaben des Arztes durch Verbiegen angepasst werden.
- SUPROhand sollte einen festen, stabilisierenden Sitz an Ihrer Hand aufweisen ohne unangenehm zu drücken.



## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

### **E** Applying SUPROhand

- Insert the hand in the SUPROhand demi-gauntlet bandage (see photo for thumb position).
- Pull the elastic-taped Velcro® fastener with the required tension over the lower arm towards the body and around the wrist. First attach it to the facing hook tape on the lower arm side before final encircled fastening.
- If necessary, the Velcro® fastener can be released from the hook tape for re-adjustment and final fastening.
- SUPROhand has been correctly applied when, in the neutral position (outstretched hand), the pre-shaped volar reinforcing splint formfits with the lower arm and especially with the transition from the wrist to the metacarpus.
- If necessary, the reinforcing splint at the palm can be individually adapted to the anatomical shape of the hand and lower arm or according to the doctor's instructions by bending it.
- SUPROhand should be firmly seated on the hand to achieve the required stabilizing effect, but without causing any unpleasant pressure.

## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

### **F** Pose de SUPROhand

- Glissez la main dans le bandage de poignet SUPROhand (position du pouce, cf. photo).
- Posez la bande agrippante reliée à des bandes élastiques autour du poignet en tirant à volonté au-dessus de l'avant-bras en direction du corps, bouclez-la d'abord à la bande à crochet sur le côté de l'avant-bras avant de la boucler sur tout le pourtour.
- En cas de besoin, vous pouvez détacher une fois encore la bande agrippante de la bande à crochet, la réajuster et la boucler à nouveau.
- SUPROhand est dans sa position correcte quand l'attelle de renforcement de la paume de la main préformé en position neutre (main tendue), adopte la forme de l'avant-bras, et surtout à la transition entre le poignet et les métarpes.
- Si besoin est, l'attelle de renforcement pourra être adaptée individuellement à la forme anatomique de la main et de l'avant-bras ou conformément aux instructions du médecin.
- SUPROhand devrait avoir un positionnement solide, stabilisant sur votre main sans comprimer désagréablement.

## Anlegevorgang Application procedure Processus de mise en place Procedura applicativa

Hinweise zum Anlegen | Application instructions  
Remarques concernant la pose | Indicazioni per l'applicazione

### **I** Come applicare SUPROhand

- Infilare la mano nel tutore SUPROhand (v. foto per la posizione del pollice).
- Stringere, secondo necessità, il tirante in velcro con elastici intorno all'avambraccio, facendolo passare intorno al polso in direzione del corpo; farlo combaciare con la parte zigrinata sull'avambraccio e quindi fissarlo definitivamente.
- Se necessario, slacciare il tirante, regolarlo di nuovo e quindi fissarlo.
- SUPROhand è stato applicato correttamente se la stecca di rinforzo sul lato palmare che è stata regolata con la mano in posizione neutra (distesa) si adatta perfettamente all'avambraccio e in particolare all'articolazione polso-metacarpo.
- Se necessario, piegare la stecca di rinforzo posta sul lato interno per adattarla all'anatomia della mano e dell'avambraccio oppure per rispettare le indicazioni del medico.
- Il tutore deve adattarsi bene, favorendo la stabilità dell'articolazione senza comprimere.



## Kleingedrucktes

### Reinigung und Pflege

Wir empfehlen SUPROhand schonend in handwarmem Wasser mit Kaltwaschmittel zu waschen und Luft zu trocknen (nicht auf den Heizkörper legen). Zum Waschen entfernen Sie bitte die Verstärkungsschienen aus der Bandage. Schließen Sie die Klettverschlüsse vor dem Waschen. Diese bleiben länger funktionsfähig und Beschädigungen anderer Kleidungsstücke können vermieden werden.

### Funktion

SUPROhand ist beidhändig, d.h. an die linke und die rechte Hand anlegbar. Die volare (handinnenseitige) und dorsale (handrückseitige) Verstärkungsschiene sowie das zirkuläre Stabilisierungsband rund um das Handgelenk ermöglichen eine optimale Teilimmobilisierung des Handgelenkes. Die Handwurzel ist fixiert, gleichzeitig sind Daumen und Langfinger frei beweglich. Durch einen ausgeklügelten anatomischen Zuschnitt bietet SUPROhand optimale Passform und Funktion für die linke wie die rechte Hand. Der offene Charakter sowie das Material der Handgelenkbandage sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.

### Indikationen

- Postoperative Versorgung von Radiusfrakturen
- Arthrose des Handgelenkes
- Nach Distorsionen
- Tendovaginitis
- Funktionelle postoperative Nachbehandlung
- Überlastungsarthropathien
- Interimsversorgung nach Entfernung von Gipsverbänden
- Konservative Behandlung initialer Stadien aseptischer Knochennekrosen der Karpalia
- Fallhand

### Kontraindikationen

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen:

- Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche
- Zirkulationsbeeinträchtigungen oder lymphatische Weichteilschwellungen
- Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden)

Bis heute sind keine folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder allergische Reaktionen bekannt.

### Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen bekannt. Druckscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend sicher vermieden werden.

### Wichtige Hinweise

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt. Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen. Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden.

Bitte führen Sie Ihre verbrauchte Verpackung dem örtlichen Wertstoffsammelsystem zu.

### Technische Daten / Parameter

#### Verwendete Materialien

Spinnstoffe (100% Polyester); Metallschienen (Aluminium)

- Gewicht 0,6 kg bzw. 0,8 kg
- Abmessung 19 x 10 cm

### Garantie

Die Produktgarantien entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

## Useful Details

### Cleaning and maintenance

Wash SUPROhand in lukewarm water with a cold-water detergent and air dry. Do not place on a radiator. Remove the reinforcing splints from the bandage before washing. Close the Velcro® fasteners before washing as this will lengthen their useful life and avoid damage to other laundry.

### Function

SUPROhand is suitable for both hands, i.e. it can be applied to the left or right hand. The volar (inner side of the hand) and dorsal (back of the hand) reinforcement splint, as well as the circular stabilization tape around the wrist, ensure optimal partial immobilization of the wrist. The carpus is fixated, while the thumb and index finger are freely moveable. As a result of the carefully designed cut of the anatomical blank, the SUPROhand offers optimal fit and function for both the left and right hand. Moreover, the open character of the wrist bandage material makes it pleasant and comfortable to wear.

### Indications

- Post-operative treatment of radius fractures
- Arthrosis of the wrist
- After distortions
- Tendovaginitis
- Functional postoperative after-treatment
- Overstrained arthropathies
- Interim care after plaster bandages have been removed
- Conservative treatment of the initial stages of aseptic necrosis of the carpal bones
- Wrist-drop

### Contra-indications

Generally speaking you should see the doctor treating you about the indication and method of wearing an orthopaedic aid and if you have the following conditions:

- Allergic, inflammatory or lesion-specific skin alterations (e.g. swelling, reddening) of the body areas being treated
- Impaired circulation or lymphatic soft tissue swelling
- Neurogenically-specific organoleptic and skin trophic disorders in the body area being treated (sensory disorders with and without skin damage)

So far not consequential incompatibilities or allergic reactions have been reported.

### Side-effects

With proper use and proper fitting, so far there have been no reports of serious general side-effects. Local pressure symptoms and impaired circulation can be prevented with sufficient certainty on an individual basis if allowance is made for any contraindications and with non-restricting consistently shaped body fitting.

### Important

The product is to be used by one patient only. Improper modifications to the product and/or improper use of the product referred to above exempt the manufacturer from productliability. You ought to discuss potential reciprocal health risks or other disadvantages with specific treatments that may arise in connection with the use of the product with the doctor treating you. For the product to work effectively over a long period, it must not be worn in conjunction with fatty or acidic remedies, ointments or lotions. Please dispose of your used packaging at the local recycling depot.

### Technische Daten / Parameter

#### Materials used

Textile fibers (100% polyester); metal splints (aluminum)

- Weight 0.6 kg or 0.8 kg
- Dimensions 19 x 10 cm

### Garantie

Die Produktgarantien entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.



## Notice

### Nettoyage et entretien

Nous conseillons de laver en douceur SUPROhand dans de l'eau tiède avec un produit de lavage à froid et de le laisser sécher à l'air (ne pas poser sur le radiateur). Avant de le laver, veuillez retirer les renforcements du bandage. Fermez les fermetures agrippantes avant le lavage. Ainsi elles resteront plus longtemps fonctionnelles et vous pourrez éviter les détériorations d'autres vêtements.

### Fonction

SUPROhand peut être posé des deux côtés, sur la main gauche et la main droite. L'attelle de renforcement pour la paume et pour le dos de la main ainsi que la bande de stabilisation circulaire autour du poignet permettent une immobilisation partielle idéale du poignet. Le carpe est fixée et en même temps le pouce et les doigts restent mobiles. Grâce à sa forme anatomique, SUPROhand s'adapte parfaitement à la forme du poignet et aux fonctions de la main gauche ainsi que celles de la main droite. L'ouverture ainsi que le matériau dans lequel ce bandage de poignet est confectionné assurent un confort agréable.

### Indications

- Traitement post-opératoire des fractures du radius
- Arthrose du poignet
- Après des distorsions
- Tendovaginite
- Traitement fonctionnel postopératoire
- Arthropathies de surcharge
- Soins temporaires après élimination de plâtres
- Traitement conservateur des étapes initiales de la nécrose aseptique des os du carpe

### Contre-indications

Il faut toujours consulter le médecin traitant en ce qui concerne l'indication et le mode d'application d'un auxiliaire orthopédique ainsi que l'existence de maux subséquents en particulier:

- Modifications allergiques, inflammatoires ou dues à une blessure de la peau (par ex. enflures, rougeurs) dans les zones du corps à traiter
- Troubles de la circulation ou gonflements des parties molles lymphatiques
- Troubles neurogènes du système sensitif et trophique de la peau dans la zone du corps à traiter (troubles de la sensibilité avec et sans détériorations de la peau)

Jusqu'à ce jour, aucune incompatibilité notable ni réaction allergique ne sont connues.

### Effets secondaires

Pour un emploi conforme et une pose correcte, aucun effet secondaire général grave n'est connu jusqu'à ce jour. Les apparitions locales de pression et les troubles de la circulation peuvent être évités individuellement si l'on tient compte d'éventuelles contre-indications et d'un positionnement sur le corps sans contrainte et adapté aux formes du corps.

### Indications importantes

Le produit est conçu pour un emploi unique sur les patients. Toute modification non conforme sur le produit et / ou tout emploi non conforme au produit présenté plus haut exclue une responsabilité produit du fabricant. D'éventuels risques réciproques pour la santé ou d'autres inconvénients lors de certains traitements qui peuvent avoir lieu en rapport avec l'emploi du produit, doivent être mis au clair par le médecin traitant. Afin de garantir au produit une longue durée de vie et un bon fonctionnement, il ne faut pas l'utiliser en liaison avec des produits contenant des graisses et des acides, avec des pommades ou des lotions. Veuillez apporter votre emballage usagé au système de collecte locale de produits de recyclage.

### Specifiche / parametri tecnici

#### Matériaux utilisés

Textile (100 % polyester) ; attelles en métal (aluminium)

- Poids 0,6 kg ou 0,8 kg
- Dimensions 19 x 10 cm

### Garanzia

Le garanzie del prodotto sono conformi alle disposizioni di legge.

## Informazioni utili

### Pulizia e manutenzione

Lavare delicatamente SUPROhand in acqua tiepida con un detersivo per lavaggi a freddo e lasciarlo asciugare all'aria (lontano da fonti di calore). Prima di lavarlo sfilare le stecche di rinforzo e chiudere le chiusure in velcro per preservarne la funzionalità e al tempo stesso evitare di danneggiare altri indumenti.

### Funzione

SUPROhand può essere applicato sia alla mano destra che alla sinistra. La stecca di rinforzo posta sul lato interno (palmare) ed esterno (dorsale), come pure la fascia di stabilizzazione circolare attorno al polso assicurano un'ottima immobilizzazione parziale dell'articolazione. Il carpo è bloccato, mentre pollice e indice possono muoversi liberamente. Grazie all'innovativo design anatomico, SUPROhand si adatta perfettamente ad entrambe le mani, assicurando al paziente la massima libertà di movimento. La struttura aperta e il materiale con cui è realizzato offrono un grande comfort.

### Indicazioni

- Uso postoperatorio per fratture del radio
- Artrosi del polso
- Dopo distorsioni
- Tendovaginite
- Recupero funzionale postoperatorio
- Artropatie da sovraccarico
- Supporto temporaneo dopo la rimozione di gessi
- Trattamento conservativo di stadi iniziali di necrosi ossee del metacarpo
- Carpoptosi (cosiddetta 'caduta del polso')

### Controindicazioni

In generale è sempre bene consultare il medico di fiducia prima di acquistare e indossare un ausilio ortopedico, come anche in presenza delle seguenti patologie:

- Modificazioni cutanee di natura allergica o infiammatoria oppure lesioni (per esempio gonfiore, irritazione) delle regioni corporee da trattare
- Compromissione della circolazione sanguigna o gonfiore dei linfonodi
- Disturbi di natura neurogena della sensorialità e del trofismo cutaneo nella regione corporea da trattare (disfunzioni sensoriali con o senza danni cutanei)

Finora non sono state riferite incompatibilità o reazioni allergiche.

### Effetti collaterali

Se usato e indossato correttamente, non sono stati finora riferiti effetti collaterali generali seri. Aree di iperpressione e la compromissione della circolazione sanguigna si possono prevenire con buona sicurezza se si tiene adeguatamente conto di qualunque controindicazione e se si applica il tutore in modo che calzi perfettamente senza comprimere.

### Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato da un solo paziente. Modifiche non appropriate e/o l'uso improprio o anomalo rispetto a quanto descritto nel presente manuale sollevano il fabbricante da qualunque responsabilità. Consultare il medico curante per conoscere i potenziali rischi reciproci per la salute o altri svantaggi, che potrebbero derivare dall'impiego del prodotto per specifici trattamenti. Affinché il prodotto duri quanto più a lungo possibile garantendo la massima efficacia del trattamento, non applicarlo se si è fatto uso di creme o lozioni a base di grassi o acidi. Conferire l'imballaggio usato in discarica.

### Specifiche / parametri tecnici

#### Materiali utilizzati

Fibre tessili (100% poliestere); stecche di metallo (alluminio)

- Peso 0,6 kg e 0,8 kg
- Dimensioni 19 x 10 cm

### Garanzia

Le garanzie del prodotto sono conformi alle disposizioni di legge.